



**Powerology**

**مسدس تدليك كامل الجسم**

SKU: PSM002

٢	نظرة عامة
٢	ضبط الزاوية
٣	وصف المنتج
٤	الاستخدام
٤	المواصفات
٥	إخلاء المسؤولية
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

## نظرة عامة

تم تصميم جهاز ١٨٠ درجة خصيصًا لتلبية احتياجاتك، حيث يوفر نتائج يستفيد منها الجميع. سواء كان هدفك هو التخلص من إجهاد التمرين أو آلام المفاصل المزمنة، أو تحسين الأداء الرياضي والدورة الدموية، أو ببساطة الاستمتاع بتدليك مريح، فإن العلاج بالتدليك الإيقاعي هو الحل الأمثل.

## ضبط الزاوية



### ملاحظة:

١. أوقف تشغيل جهاز التدليك قبل ضبط زاوية الذراع.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر ضبط الذراع، واضبط ذراع التدليك على الوضع المطلوب، ثم حرر الزر.
٣. هناك ثلاثة خيارات لضبط الزاوية: ٤٥ درجة، و ٠ درجة، و ٩٠ درجة.

تخترق الترددات الإيقاعية متعددة المستويات بعمق في عضلاتك ولفافة (النسيج الضام) لتوفير تخفيف طويل الأمد للألم وتقليل التوتر وتحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهاب. مزود بستة ملحقات رأس تستهدف مناطق معينة من جسمك، يوفر ١٨٠ درجة الدقة التي تحتاجها.

١. ارفع مستوى تمارينك: قلل من توتر العضلات وحسن المرونة وقلل من فرص الإصابة.  
٢. تعافى بشكل أسرع وأفضل: قلل من الالتهابات، وفك المفاصل المشدودة، وكسر الأنسجة الندبية.

٣. خفف من آلامك: عالج نقاط الزناد بشكل فعال، وآلام العضلات، والألم المزمن الناجم عن التهاب الأوتار، والتهاب الجراب، ومتلازمة النفق الرسغي، والمزيد.  
٤. استرخ أكثر: عزز الدورة الدموية ووظيفة المناعة، وقلل من مستويات التوتر، واحصل على نوم أفضل.

**ملاحظة:** يرجى استشارة طبيبك أو طبيب قبل استخدام هذا الجهاز إذا كان لديك أي إصابات أو حالات طبية قد تكون مثيرة للقلق. هذا ليس جهازاً طبياً.



يعتبر جهاز التدليك أداة تغيير حقيقية في إعادة التأهيل والأداء الرياضي. فقد ثبت أن مسدسات التدليك تعمل على تحسين الأداء الرياضي وتخفيف آلام العضلات بشكل كبير. والفوائد عالمية - من العاملين في المكاتب والعمال إلى الرياضيين المحترفين ورافعي الأثقال ورياضيي التحمل. استفد إلى أقصى حد من التنوع الذي يوفره هذا المنتج لتحقيق التعافي الكامل للجسم، مما يساعدك على الاستعداد بشكل أفضل للتمرين التالي.

## المواصفات

سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير في الساعة
جهد الإدخال	٥ فولت
وقت العمل	٣,٥ ساعة
وقت الشحن	٤,٥ ساعة
منفذ الشحن	النوع C
نطاق السرعة	١٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ دورة في الدقيقة
الوزن الصافي	٩٢٠ جرام
حجم المنتج	٢٢,٥x١٧x١٠ سم
رقم الموديل	SM٠٢

## إخلاء المسؤولية

١. اقرأ التعليمات بعناية قبل استخدام جهاز التدليك. يخضع استخدام هذا الجهاز لاتباع التعليمات المقدمة عن كثب. شركتنا ليست مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة ناتجة عن الاستخدام غير المناسب للجهاز.
٢. لا تستخدم جهاز التدليك دون موافقة طبيبك إذا كنت: حاملاً، أو مصاباً بمرض السكري، أو لديك جهاز تنظيم ضربات القلب، أو تتعافى من الجراحة، أو تعاني من الصداع النصفي، أو اضطرابات الأعصاب، أو بروز القرص، أو التهاب العمود الفقري.
٣. إذا شعرت بألم أو انزعاج أثناء استخدام جهاز التدليك، فتوقف فوراً واستشر طبيبك أو أخصائي العلاج الطبيعي.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني [powerology.me/warranty](https://powerology.me/warranty) واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهراً من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[powerology.me/warranty](https://powerology.me/warranty)

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

[hey@powerology.me](mailto:hey@powerology.me)

الموقع الإلكتروني: [powerology.me](https://powerology.me)

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)